

\* Vous vivez, nous veillons

## DéTECT+

Dernier né de la **gamme Téléassistance 3.0** d'Europ Assistance, **DéTECT+** est un détecteur de chute innovant et intelligent.

Design moderne et surtout technologie performante font de ce détecteur un outil fiable pour prendre en charge rapidement les chutes et en réduire les conséquences post-traumatiques.

### Un nouveau design

D'un look proche de celui d'une montre connectée, **DéTECT+** se fait très discret à votre poignet. Il peut être choisi en deux coloris : bracelet Noir ou Bleu ciel.

Une des grandes nouveautés est qu'il peut être porté au poignet comme en tour de cou grâce à son cordon.

**DéTECT+** est connectable à tous les boîtiers haut-parleurs de la gamme Téléassistance Domicile.



### Un détecteur de chute encore plus performant !

**DéTECT+** intègre deux dispositifs technologiques permettant de repérer les chutes.

Le premier capteur est capable de détecter l'accélération, le choc et la perte de verticalité.

Le second capteur détermine si la personne reste au sol ou se relève. **DéTECT+** est aussi capable de discerner les convulsions, tremblements et tentatives de se relever. Il prend en compte l'ensemble des données ainsi récoltées pour déterminer la réalité de la chute lourde.

Et comme **DéTECT+** est équipé d'une alarme automatique, si la personne ne se relève pas, la plateforme de télé-assistance est immédiatement alertée.

# Comment fonctionne-t-il ?\*



## Alarme automatique

Vous tombez, **DéTECT+** calcule l'accélération et le choc assortis d'une perte d'altitude. **Un capteur complémentaire analyse si vous vous relevez ou restez au sol.** Si **DéTECT+** analyse que vous vous êtes relevé et que vous êtes stable durant 6 secondes : aucune alarme ne sera envoyée au plateau de téléassistance.

Dans le cas contraire, **au bout de 20 secondes**, le détecteur **va vibrer pendant quelques secondes** (une LED rouge clignote sur le dessus). Puis **une alarme automatique est envoyée au plateau de téléassistance** qui prend contact avec vous immédiatement via le boîtier haut-parleur et envoie les services d'urgence si nécessaire.

Vous pouvez annuler cette alarme avant son envoi au plateau de téléassistance en recouvrant le **DéTECT+** avec votre main pendant 2 secondes.



## Dispositif manuel

Bien entendu, **vous pouvez joindre les téléassistants à tout moment, en appuyant tout simplement sur le bouton d'appel du DéTECT+**. Chaque appui bouton est confirmé par une vibration et par la LED rouge allumée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Autonomie :** jusqu'à 2 ans (à raison d'un appel par jour) – Pile CR2477 lithium

**Taille :** 3,7 cm (longueur) x 3,3 cm (largeur) x 1,27 cm (épaisseur)

**Poids :** 35 grammes

**Plastique hypoallergénique**, résistant à l'eau et aux chocs

\* Ce dispositif est un détecteur de chutes lourdes. La détection de chute ne prend pas en charge les chutes dites molles, ralenties ou les malaises (dans le cas d'une chute lente depuis un fauteuil par exemple ou ralenti en se tenant à un meuble). Dans les cas cités, l'alarme devra être déclenchée en appuyant sur le bouton.

## BESOIN D'INFORMATIONS ?



### PAR TÉLÉPHONE

Appelez-nous au : **0 810 005 306**

SERVICE FACTURÉ 0,09€ + PRIX D'UN APPEL LOCAL



### SUR NOTRE SITE INTERNET

[www.ea-lateleassistance.com](http://www.ea-lateleassistance.com)



La **Téléassistance**

1, promenade de la Bonnette - 92230 Gennevilliers  
Europ Téléassistance - 453 798 647 RCS Nanterre

Agrée Service à la personne sous le numéro N°SAP453798647